

Etiquette pour tubes PCR B-492

Étiquetez 8 tubes PCR à la fois

www.bradyeurope.com/B492



Grâce à notre étiquette pour échantillons de laboratoire, il est possible d'étiqueter jusqu'à 8 tubes PCR en même temps. Conçue pour résister à de nombreux produits chimiques et facile à imprimer dans n'importe quel laboratoire équipé d'une étiqueteuse Brady, l'étiquette pour tubes PCR B-492 est précise, fiable et efficace.

Gagnez du temps

Au lieu d'étiqueter chaque tube PCR séparément, il est désormais possible d'identifier jusqu'à 8 tubes PCR en même temps. L'étiquette pour tubes PCR B-492 de Brady contient 8 petites étiquettes perforées sur une seule bande d'étiquettes. Cette bande autocollante peut être appliquée sur 8 étiquettes pour tubes PCR dans un portoir, avant d'être facilement détachée après application pour former plusieurs étiquettes pour tubes PCR séparées grâce aux perforations.

Fiabilité d'identification

L'étiquette pour tubes PCR B-492 est en polyester et résiste aux produits chimiques couramment utilisés en laboratoire, notamment le DMSO, le xylène et l'éthanol, ainsi qu'aux basses et hautes températures. Son revêtement adhésif est conçu de façon à adhérer aux tubes PCR incurvés afin de maintenir l'étiquette bien en place, même lorsqu'ils sont conservés dans de l'azote liquide. Une fois imprimée par une étiqueteuse Brady, l'encre appliquée sur l'étiquette ne bave pas et ne s'efface pas ; elle reste lisible tout au long du traitement afin de garantir une traçabilité fiable des échantillons.

Conception et impression en laboratoire

L'étiquette pour tubes PCR peut être conçue à l'aide des applications Brady Workstation de façon à inclure un code-barres, un symbole, un numéro de série ou un autre élément d'identification. La suite d'applications de base de Brady Workstation est disponible gratuitement et répond déjà à un grand nombre de besoins. Les applications plus avancées incluent la possibilité de relier l'impression d'étiquettes au système SGIL du laboratoire et sont fournies avec une version d'essai gratuite de 30 jours. Une fois l'étiquette pour tubes PCR conçue, les clients n'ont plus qu'à lancer l'impression afin de la transmettre à une étiqueteuse Brady et appliquer l'étiquette sur 8 tubes PCR à la fois.



Pour découvrir l'étiquette en action et recevoir un échantillon à essayer, rendez-vous sur le site web de Brady: www.bradyeurope.com/B492