

B-492 Etikett für PCR-Röhrchen

Kennzeichnen Sie 8 PCR-Röhrchen gleichzeitig

www.bradyeurope.com/B492



Mit unserem Etikett für Laborproben können bis zu 8 PCR-Röhrchen gleichzeitig gekennzeichnet werden. Das B-492 Etikett für PCR-Röhrchen ist beständig gegen verschiedene Chemikalien und lässt sich in jedem Labor ganz einfach mit einem Brady-Etikettendrucker bedrucken. Es ist präzise, zuverlässig und effizient.

Sparen Sie Zeit

Anstatt jedes PCR-Röhrchen separat zu kennzeichnen, können Sie nun bis zu 8 PCR-Röhrchen gleichzeitig kennzeichnen. Das B-492 Etikett für PCR-Röhrchen enthält 8 kleinere, perforierte Etiketten auf einem einzelnen Etikettenstreifen. Der selbstklebende Streifen kann auf 8 PCR-Röhrchen in einem Regal angebracht und dann an der Perforierung in separate Etiketten abgerissen werden.



Zuverlässige Kennzeichnung

Das B-492 Etikett für PCR-Röhrchen besteht aus Polyester und ist beständig gegen übliche Laborchemikalien wie z. B. DMSO, Xylen und Äthanol sowie niedrige und hohe Temperaturen. Der spezielle Klebstoff sorgt dafür, dass das Etikett auf runden PCR-Röhrchen zuverlässig haftet und sich nicht ablöst, auch wenn es in flüssigem Stickstoff aufbewahrt wird. Wenn das Etikett mit einem Brady-Etikettendrucker bedruckt wird, verwischt oder verblasst die Druckfarbe nicht während der Verarbeitung, um eine zuverlässige Probenachverfolgung zu ermöglichen.

Gestalten und Drucken im Labor

Das Etikett für PCR-Röhrchen kann mit den Brady Workstation-Apps gestaltet werden. Es kann Barcodes, Symbole, Seriennummern oder andere Kennzeichnungen enthalten. Die Basic-App-Suite von Brady Workstation ist kostenlos erhältlich und umfasst Funktionen, die zahlreiche Anforderungen abdecken. Weitere Apps mit erweitertem Funktionsumfang ermöglichen es Ihnen beispielsweise, den Etikettendruck in das LIMS-System Ihres Labors zu integrieren. Diese Apps können 30 Tage lang kostenlos getestet werden. Nachdem das Etikett für PCR-Röhrchen gestaltet ist, müssen Kunden nur noch die Option zum Drucken wählen, um das Etikett an einen Brady-Etikettendrucker zu senden. Dann kann es auf 8 PCR-Röhrchen gleichzeitig angebracht werden.



Auf der Brady-Webseite können Sie das Etikett in Aktion sehen und ein Muster zu Testzwecken anfordern: www.bradyeurope.com/B492