

Etichetta per provette PCR B-492

Etichetta 8 provette PCR alla volta

www.bradyeurope.com/B492



Grazie alla nostra etichetta per campioni di laboratorio puoi etichettare fino a 8 provette PCR contemporaneamente. Progettata per resistere a una serie di sostanze chimiche e facilmente stampabile in qualsiasi laboratorio con una stampante per etichette Brady, la etichetta per provette PCR B-492 è precisa, affidabile ed efficiente.

Risparmia tempo

Aniché etichettare ogni provetta PCR separatamente, ora puoi identificare fino a 8 provette PCR alla volta. La etichetta per provette PCR B-492 di Brady contiene 8 etichette perforate più piccole in un'unica striscia di etichette. La striscia autoadesiva può essere applicata su 8 provette PCR in un rack per poi essere facilmente separata in etichette distinte grazie alle perforazioni presenti.



Identificazione affidabile

L'etichetta per provette PCR B-492, realizzata in poliestere, resiste alle sostanze chimiche normalmente usate in laboratorio, ivi inclusi DMSO, xilene ed etanolo, nonché alle alte e alle basse temperature. Il suo adesivo è studiato per aderire alla curvatura delle provette PCR, per cui l'etichetta non si stacca neanche nell'azoto liquido. Se stampata con una stampante per etichette Brady, l'inchiostro sull'etichetta non sbiadisce né macchia e resta leggibile per tutto il processo di trattamento in modo che i campioni siano perfettamente tracciabili.

Progetta e stampa in laboratorio

L'etichetta per provette PCR può essere progettata con le app di Brady Workstation inserendo un codice a barre, un simbolo, un numero di serie o un altro identificativo. La Suite Design di base di Brady Workstation, disponibile gratuitamente, già risponde a una vasta gamma di esigenze. App più avanzate, con un periodo di prova gratuito di 30 giorni, consentono di collegare la stampa dell'etichetta al sistema LIMS del laboratorio. Dopo aver progettato l'etichetta per provette PCR, ti basterà semplicemente stamparla con una stampante per etichette Brady e applicarla su 8 provette PCR alla volta.



Per vedere l'etichetta in azione e richiedere un campione da provare, consultare il sito Brady: www.bradyeurope.com/B492

