



Assurez la traçabilité de presque tous les échantillons de laboratoire

Étiquette de laboratoire B-7425

L'étiquette de laboratoire B-7425 est une solution idéale pour la traçabilité des échantillons. Elle a été conçue pour rester en place et lisible dans un large éventail d'applications de prélèvement et de traitement d'échantillons, microbiologiques et cryogéniques.

Étiquette tout-en-un idéale pour l'identification en laboratoire

- Reste en place dans l'azote liquide, les congélateurs, les bains d'eau bouillante et les autoclaves
- Reste lisible lorsqu'elle est exposée à des produits chimiques de laboratoire, tels que le DMSO, le xylène, l'isopropanol et l'éthanol
- Idéale pour l'identification des flacons, tubes, lamelles, plaques de puits et autres conteneurs d'échantillons en verre, acier inoxydable ou polypropylène
- Peut être imprimée en laboratoire avec les imprimantes Brady portables et une sélection de systèmes d'impression de bureau



Impression sur site


L'étiquette de laboratoire B-7425 peut être imprimée par Brady conformément à vos spécifications. Elle peut être également imprimée sur site dans n'importe quel laboratoire avec nos étiqueteuses M210-LAB, BMP51, M610, M611, M710, BBP12, BradyPrinter i3300, BradyPrinter i5100, BradyPrinter i7100 and BradyJet 2000. Pour obtenir des performances optimales, cette étiquette doit être imprimée avec les rubans encreurs R6400, R4300 ou R6200.





Étiquettes pour tubes/foies

Les étiquettes Brady pour les flacons et les tubes à essai sont conçues pour résister à des solvants de laboratoire extrêmement agressifs tels que le xylène, l'éthanol, l'alcool et le DMSO, garantissant la lisibilité permanente des étiquettes des échantillons qui ne tomberont, ne se déchireront ni ne se décolleront.



| Diagramme | Référence | Matériau | Propriétés | Largeur A (mm) | Hauteur B (mm) | Longueur B (m) | Étiquettes par rouleau | Ruban encreur recommandé | Compatibilité imprimante |
|-----------------------|-------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 0,6 ml | | | | | | | | | |
| ⊙ | M21-375-7425 | B-7425 | F N A H | 9,53 | – | 6,40 | 1 | R4300 | M210, M210-LAB, M211 |
| 1,0 - 2,0 ml | | | | | | | | | |
| ▲ | J20-257-7425J | B-7425J | F N A H | 20,96 | 6,35 | – | 1500 | | J2000 |
| ▲ | THT-257-7425-2 | B-7425 | F N A H | 20,96 | 6,35 | – | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i5100 |
| 1,0 - 8,0 ml | | | | | | | | | |
| ● | J20-152-7425J | B-7425J | F N A H | 25,40 | 9,53 | – | 2000 | | J2000 |
| ● | THT-88-7425-2 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 19,05 | – | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i5100 |
| ● | THT-88-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 25,40 | 19,05 | – | 2000 | R6400 | BBP12 |
| ▲ | J20-258-7425J | B-7425J | F N A H | 38,10 | 44,45 | – | 900 | | J2000 |
| 1,0 ml | | | | | | | | | |
| ▲ | J20-256-7425J | B-7425J | F N A H | 33,02 | 15,24 | – | 1500 | | J2000 |
| ▲ | THT-256-7425-2 | B-7425 | F N A H | 33,02 | 15,24 | – | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i5100 |
| 1,5 - 2,0 ml | | | | | | | | | |
| ▲ | THT-59-7425-2 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 12,70 | – | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i5100 |
| 1,5 - 8,0 ml | | | | | | | | | |
| ● | THT-152-7425-2 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 9,53 | – | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i5100 |
| ● | THT-152-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 25,40 | 9,53 | – | 2000 | R6400 | BBP12 |
| 1,5 ml | | | | | | | | | |
| ⊙ | M21-500-7425 | B-7425 | F N A H | 12,70 | – | 6,40 | 1 | R4300 | M210, M210-LAB, M211 |
| 2,0 - 8,0 ml | | | | | | | | | |
| ▲ | J20-59-7425J | B-7425J | F N A H | 25,40 | 12,70 | – | 2000 | | J2000 |
| ● | J20-88-7425J | B-7425J | F N A H | 25,40 | 19,05 | – | 2000 | | J2000 |
| ▲ | J20-179-7425J | B-7425J | F N A H | 25,40 | 25,40 | – | 1500 | | J2000 |
| ● | J20-37-7425J | B-7425J | F N A H | 38,10 | 12,70 | – | 1500 | | J2000 |
| 2,0 - 50,0 ml | | | | | | | | | |
| ⊙ | M21-750-7425 | B-7425 | F N A H | 19,05 | – | 6,40 | 1 | R4300 | M210, M210-LAB, M211 |
| 2,0 ml | | | | | | | | | |
| ● | THT-37-7425-2 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 12,70 | – | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i5100 |
| 8,0 ml | | | | | | | | | |
| ▲ | THT-59-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 25,40 | 12,70 | – | 2000 | R6400 | BBP12 |
| 14,0 - 15,0 ml | | | | | | | | | |
| ▲ | J20-136-7425J | B-7425J | F N A H | 38,10 | 19,05 | – | 1500 | | J2000 |
| 15,0 ml | | | | | | | | | |
| ∞ | J20C-1125-7425J | B-7425J | F N A H | 28,58 | – | 30,48 | 1 | | J2000 |
| ▲ | J20-235-7425J | B-7425J | F N A H | 38,10 | 25,40 | – | 1250 | | J2000 |
| ▲ | M5-31-7425 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 25,40 | – | 250 | R4300 | M511 |
| ▲ | THT-235-7425-2 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 25,40 | – | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i5100 |
| ▲ | M6-121-7425 | B-7425 | F N A H | 48,26 | 38,10 | – | 100 | R6400 | M610, M611 |
| ∞ | J20C-2250-7425J | B-7425J | F N A H | 57,15 | – | 30,48 | 1 | | J2000 |


>>

Les étiquettes sont présentées par capacité de tube/contenant et triées par largeur d'étiquette.

| | | | |
|----------------------|------------------------|--------------------|--|
| F Congélateur | N Azote liquide | A Autoclave | H Bain d'eau bouillante (100°C) |
|----------------------|------------------------|--------------------|--|



Étiquettes pour tubes/fioles (suite)




| Diagramme | Référence | Matériau | Propriétés | Largeur A (mm) | Hauteur B (mm) | Longueur B (m) | Étiquettes par rouleau | Ruban encreur recommandé | Compatibilité imprimante |
|----------------|-------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 50,0 ml | | | | | | | | | |
| ▲ | THT-179-7425-2 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 25,40 | – | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i5100 |
| ▲ | THT-179-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 25,40 | 25,40 | – | 2000 | R6400 | BBP12 |
| ▲ | THT-136-7425-2 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 19,05 | – | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i5100 |
| ▲ | THT-136-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 38,10 | 19,05 | – | 2000 | R6400 | BBP12 |
| ▲ | J20-151-7425J | B-7425J | F N A H | 50,80 | 6,35 | – | 2000 | | J2000 |
| ▲ | THT-151-7425-2 | B-7425 | F N A H | 50,80 | 6,35 | – | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i5100 |
| ▲ | J20-137-7425J | B-7425J | F N A H | 50,80 | 25,40 | – | 1500 | | J2000 |
| ▲ | THT-137-7425-2 | B-7425 | F N A H | 50,80 | 25,40 | – | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i5100 |
| ▲ | THT-137-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 50,80 | 25,40 | – | 2000 | R6400 | BBP12 |
| ▲ | J20-18-7425J | B-7425J | F N A H | 76,20 | 25,40 | – | 1000 | | J2000 |



Étiquettes pour bouchons de flacons

Économisez du temps en utilisant les sets d'étiquettes mixtes pour flacon et dessus de flacon : imprimez vos informations en une seule étape.



| Diagramme | Référence | Matériau | Propriétés | Largeur A (mm) | Hauteur B (mm) | Diamètre C (mm) | Étiquettes par rouleau | Ruban encreur recommandé | Compatibilité imprimante |
|---------------------|-------------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 0,5 - 8,0 ml | | | | | | | | | |
| ❖ | B33-249-7425 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 9,53 | 9,53 | 1500 | B30 Monocolour | i3300 |
| ❖ | THT-249-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 25,40 | 9,53 | 9,53 | 2000 | R6400 | BBP12 |
| ❖ | B33-251-7425 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 12,70 | 11,18 | 1500 | B30 Monocolour | i3300 |
| ❖ | THT-251-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 25,40 | 12,70 | 11,18 | 2000 | R6400 | BBP12 |
| 0,6 - 1,5 ml | | | | | | | | | |
| ❖ | M6-98-7425 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 9,53 | 9,53 | 500 | R6400 | M610, M611 |
| 1,0 - 8,0 ml | | | | | | | | | |
| ⊕ | J20-249-7425J | B-7425J | F N A H | 25,40 | 9,53 | 9,53 | 1500 | | J2000 |
| 1,5 - 2,0 ml | | | | | | | | | |
| ⊕ | J20-251-7425J | B-7425J | F N A H | 25,40 | 12,70 | 11,18 | 1500 | | J2000 |


Les étiquettes sont présentées par capacité de tube/contenant et triées par largeur d'étiquette.

| | | | |
|----------------------|------------------------|--------------------|--|
| F Congélateur | N Azote liquide | A Autoclave | H Bain d'eau bouillante (100°C) |
|----------------------|------------------------|--------------------|--|



Étiquettes pour centrifugeuse, Eppendorf et tubes PCR

Brady propose une vaste gamme d'étiquettes pour centrifugeuses, tubes Eppendorf et PCR.




| Diagramme | Référence | Matériau | Propriétés | Largeur A (mm) | Hauteur B (mm) | Longueur B (m) | Diamètre C (mm) | Étiquettes par rouleau | Ruban encreur recommandé | Compatibilité imprimante |
|---------------------|-------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 0,5 - 0,7 ml | | | | | | | | | | |
| ● | B33-152-7425 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 9,53 | – | – | 2000 | B30 Monocolour | i3300 |
| ◆ | M5-118-7425 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 9,53 | – | 9,53 | 240 | R4300 | M511 |
| 0,6 - 1,5 ml | | | | | | | | | | |
| ◆ | M61-98-7425 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 9,53 | – | 9,53 | 500 | R6400 | M611, BMP61 |
| 1,5 - 2,0 ml | | | | | | | | | | |
| ▲ | B33-59-7425 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 12,70 | – | – | 2000 | B30 Monocolour | i3300 |
| 1,5 - 8,0 ml | | | | | | | | | | |
| ● | THT-152-7425-2 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 9,53 | – | – | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i5100 |
| ● | THT-152-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 25,40 | 9,53 | – | – | 2000 | R6400 | BBP12 |
| 8,0 ml | | | | | | | | | | |
| ▲ | THT-59-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 25,40 | 12,70 | – | – | 2000 | R6400 | BBP12 |
| 15,0 ml | | | | | | | | | | |
| ▲ | M5-31-7425 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 25,40 | – | – | 250 | R4300 | M511 |
| ▲ | M6-31-7425 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 25,40 | – | – | 250 | R6400 | M610, M611 |
| ▲ | M61-31-7425 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 25,40 | – | – | 250 | R6400 | M611, BMP61 |
| ▲ | M6-121-7425 | B-7425 | F N A H | 48,26 | 38,10 | – | – | 100 | R6400 | M610, M611 |
| ▲ | M61-121-7425 | B-7425 | F N A H | 48,26 | 38,10 | – | – | 100 | R6400 | M611, BMP61 |



Étiquettes pour flacons et tubes cryogéniques

Brady propose une gamme d'étiquettes spécialement conçues pour identifier les échantillons de laboratoire destinés à une conservation cryogénique.



| Diagramme | Référence | Matériau | Propriétés | Largeur A (mm) | Hauteur B (mm) | Longueur B (m) | Diamètre C (mm) | Étiquettes par rouleau | Ruban encreur recommandé | Compatibilité imprimante |
|---------------------|-------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 0,5 - 8,0 ml | | | | | | | | | | |
| ◆ | B33-249-7425 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 9,53 | – | 9,53 | 1500 | B30 Monocolour | i3300 |
| ◆ | THT-249-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 25,40 | 9,53 | – | 9,53 | 2000 | R6400 | BBP12 |
| ◆ | B33-251-7425 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 12,70 | – | 11,18 | 1500 | B30 Monocolour | i3300 |
| ◆ | THT-251-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 25,40 | 12,70 | – | 11,18 | 2000 | R6400 | BBP12 |
| 0,6 - 1,5 ml | | | | | | | | | | |
| ◆ | M6-98-7425 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 9,53 | – | 9,53 | 500 | R6400 | M610, M611 |
| 0,6 ml | | | | | | | | | | |
| ◎ | M21-375-7425 | B-7425 | F N A H | 9,53 | – | 6,40 | – | 1 | R4300 | M210, M210-LAB, M211 |
| 1,0 - 2,0 ml | | | | | | | | | | |
| ▲ | J20-257-7425J | B-7425J | F N A H | 20,96 | 6,35 | – | – | 1500 | | J2000 |
| ▲ | THT-257-7425-2 | B-7425 | F N A H | 20,96 | 6,35 | – | – | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i5100 |


>>

Les étiquettes sont présentées par capacité de tube/contenant et triées par largeur d'étiquette.

| | | | |
|----------------------|------------------------|--------------------|--|
| F Congélateur | N Azote liquide | A Autoclave | H Bain d'eau bouillante (100°C) |
|----------------------|------------------------|--------------------|--|



Étiquettes pour flacons et tubes cryogéniques (suite)



| Diagramme | Référence | Matériau | Propriétés | Largeur A (mm) | Hauteur B (mm) | Longueur B (m) | Diamètre C (mm) | Étiquettes par rouleau | Ruban encreur recommandé | Compatibilité imprimante |
|-----------------------|-------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1,0 - 8,0 ml | | | | | | | | | | |
| ⊕ | J20-249-7425J | B-7425J | F N A H | 25,40 | 9,53 | - | 9,53 | 1500 | | J2000 |
| ⊕ | J20-152-7425J | B-7425J | F N A H | 25,40 | 9,53 | - | - | 2000 | | J2000 |
| ⊕ | THT-88-7425-2 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 19,05 | - | - | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i5100 |
| ⊕ | THT-88-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 25,40 | 19,05 | - | - | 2000 | R6400 | BBP12 |
| ▲ | J20-258-7425J | B-7425J | F N A H | 38,10 | 44,45 | - | - | 900 | | J2000 |
| 1,0 ml | | | | | | | | | | |
| ▲ | J20-256-7425J | B-7425J | F N A H | 33,02 | 15,24 | - | - | 1500 | | J2000 |
| ▲ | THT-256-7425-2 | B-7425 | F N A H | 33,02 | 15,24 | - | - | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i5100 |
| 1,5 - 2,0 ml | | | | | | | | | | |
| ⊕ | J20-251-7425J | B-7425J | F N A H | 25,40 | 12,70 | - | 11,18 | 1500 | | J2000 |
| ▲ | THT-59-7425-2 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 12,70 | - | - | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i5100 |
| 1,5 - 8,0 ml | | | | | | | | | | |
| ⊕ | THT-152-7425-2 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 9,53 | - | - | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i5100 |
| ⊕ | THT-152-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 25,40 | 9,53 | - | - | 2000 | R6400 | BBP12 |
| 1,5 ml | | | | | | | | | | |
| ⊕ | M21-500-7425 | B-7425 | F N A H | 12,70 | - | 6,40 | - | 1 | R4300 | M210, M210-LAB, M211 |
| 2,0 - 8,0 ml | | | | | | | | | | |
| ▲ | J20-59-7425J | B-7425J | F N A H | 25,40 | 12,70 | - | - | 2000 | | J2000 |
| ⊕ | J20-88-7425J | B-7425J | F N A H | 25,40 | 19,05 | - | - | 2000 | | J2000 |
| ▲ | J20-179-7425J | B-7425J | F N A H | 25,40 | 25,40 | - | - | 1500 | | J2000 |
| ⊕ | J20-37-7425J | B-7425J | F N A H | 38,10 | 12,70 | - | - | 1500 | | J2000 |
| 2,0 - 50,0 ml | | | | | | | | | | |
| ⊕ | M21-750-7425 | B-7425 | F N A H | 19,05 | - | 6,40 | - | 1 | R4300 | M210, M210-LAB, M211 |
| 2,0 ml | | | | | | | | | | |
| ⊕ | THT-37-7425-2 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 12,70 | - | - | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i5100 |
| 8,0 ml | | | | | | | | | | |
| ▲ | THT-59-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 25,40 | 12,70 | - | - | 2000 | R6400 | BBP12 |
| 14,0 - 15,0 ml | | | | | | | | | | |
| ▲ | J20-136-7425J | B-7425J | F N A H | 38,10 | 19,05 | - | - | 1500 | | J2000 |
| 15,0 ml | | | | | | | | | | |
| ∞ | J20C-1125-7425J | B-7425J | F N A H | 28,58 | - | 30,48 | - | 1 | | J2000 |
| ▲ | J20-235-7425J | B-7425J | F N A H | 38,10 | 25,40 | - | - | 1250 | | J2000 |
| ▲ | M5-31-7425 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 25,40 | - | - | 250 | R4300 | M511 |
| ▲ | THT-235-7425-2 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 25,40 | - | - | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i5100 |
| ▲ | M6-121-7425 | B-7425 | F N A H | 48,26 | 38,10 | - | - | 100 | R6400 | M610, M611 |
| ∞ | J20C-2250-7425J | B-7425J | F N A H | 57,15 | - | 30,48 | - | 1 | | J2000 |
| 50,0 ml | | | | | | | | | | |
| ▲ | THT-179-7425-2 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 25,40 | - | - | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i5100 |
| ▲ | THT-179-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 25,40 | 25,40 | - | - | 2000 | R6400 | BBP12 |
| ▲ | THT-136-7425-2 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 19,05 | - | - | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i5100 |
| ▲ | THT-136-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 38,10 | 19,05 | - | - | 2000 | R6400 | BBP12 |
| ▲ | J20-151-7425J | B-7425J | F N A H | 50,80 | 6,35 | - | - | 2000 | | J2000 |
| ▲ | THT-151-7425-2 | B-7425 | F N A H | 50,80 | 6,35 | - | - | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i5100 |
| ▲ | J20-137-7425J | B-7425J | F N A H | 50,80 | 25,40 | - | - | 1500 | | J2000 |
| ▲ | THT-137-7425-2 | B-7425 | F N A H | 50,80 | 25,40 | - | - | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i5100 |
| ▲ | THT-137-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 50,80 | 25,40 | - | - | 2000 | R6400 | BBP12 |
| ▲ | J20-18-7425J | B-7425J | F N A H | 76,20 | 25,40 | - | - | 1000 | | J2000 |


Les étiquettes sont présentées par capacité de tube/contenant et triées par largeur d'étiquette.

F Congélateur **N** Azote liquide **A** Autoclave **H** Bain d'eau bouillante (100°C)



Étiquettes pour tubes coniques et larges


Brady propose des étiquettes d'identification d'échantillons idéales pour identifier les tubes coniques. Ces étiquettes sont faciles à manipuler et très souples, ce qui permet une application parfaite sur des conteneurs d'échantillon arrondis.



| Diagramme | Référence | Matériau | Propriétés | Largeur A (mm) | Hauteur B (mm) | Longueur B (m) | Diamètre C (mm) | Étiquettes par rouleau | Ruban encreur recommandé | Compatibilité imprimante |
|-----------------------|-------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 0,5 - 8,0 ml | | | | | | | | | | |
| ❖ | B33-249-7425 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 9,53 | – | 9,53 | 1500 | B30 Monocolour | i3300 |
| ❖ | THT-249-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 25,40 | 9,53 | – | 9,53 | 2000 | R6400 | BBP12 |
| ❖ | B33-251-7425 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 12,70 | – | 11,18 | 1500 | B30 Monocolour | i3300 |
| ❖ | THT-251-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 25,40 | 12,70 | – | 11,18 | 2000 | R6400 | BBP12 |
| 1,0 - 8,0 ml | | | | | | | | | | |
| ● | J20-152-7425J | B-7425J | F N A H | 25,40 | 9,53 | – | – | 2000 | – | J2000 |
| ● | B33-88-7425 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 19,05 | – | – | 2000 | B30 Monocolour | i3300 |
| ● | THT-88-7425-2 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 19,05 | – | – | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i5100 |
| ● | THT-88-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 25,40 | 19,05 | – | – | 2000 | R6400 | BBP12 |
| 1,5 - 2,0 ml | | | | | | | | | | |
| ▲ | B33-59-7425 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 12,70 | – | – | 2000 | B30 Monocolour | i3300 |
| ● | J20-251-7425J | B-7425J | F N A H | 25,40 | 12,70 | – | 11,18 | 1500 | – | J2000 |
| ▲ | THT-59-7425-2 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 12,70 | – | – | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i5100 |
| 1,5 - 8,0 ml | | | | | | | | | | |
| ● | THT-152-7425-2 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 9,53 | – | – | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i5100 |
| ● | THT-152-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 25,40 | 9,53 | – | – | 2000 | R6400 | BBP12 |
| 2,0 - 8,0 ml | | | | | | | | | | |
| ▲ | J20-59-7425J | B-7425J | F N A H | 25,40 | 12,70 | – | – | 2000 | – | J2000 |
| 8,0 ml | | | | | | | | | | |
| ▲ | THT-59-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 25,40 | 12,70 | – | – | 2000 | R6400 | BBP12 |
| 14,0 - 15,0 ml | | | | | | | | | | |
| ▲ | J20-136-7425J | B-7425J | F N A H | 38,10 | 19,05 | – | – | 1500 | – | J2000 |
| 50,0 ml | | | | | | | | | | |
| ▲ | B33-179-7425 | B-7425 | F N A H | 25,40 | 25,40 | – | – | 1500 | B30 Monocolour | i3300 |
| ▲ | THT-179-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 25,40 | 25,40 | – | – | 2000 | R6400 | BBP12 |
| ▲ | B33-136-7425 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 19,05 | – | – | 1500 | B30 Monocolour | i3300 |
| ▲ | THT-136-7425-2 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 19,05 | – | – | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i5100 |
| ▲ | THT-136-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 38,10 | 19,05 | – | – | 2000 | R6400 | BBP12 |
| ▲ | B33-151-7425 | B-7425 | F N A H | 50,80 | 6,35 | – | – | 2000 | B30 Monocolour | i3300 |
| ▲ | J20-151-7425J | B-7425J | F N A H | 50,80 | 6,35 | – | – | 2000 | – | J2000 |
| ▲ | THT-151-7425-2 | B-7425 | F N A H | 50,80 | 6,35 | – | – | 2000 | R6400 | BBP12, i7100, i5100 |
| ▲ | B33-137-7425 | B-7425 | F N A H | 50,80 | 25,40 | – | – | 1500 | B30 Monocolour | i3300 |
| ▲ | J20-137-7425J | B-7425J | F N A H | 50,80 | 25,40 | – | – | 1500 | – | J2000 |
| ▲ | THT-137-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 50,80 | 25,40 | – | – | 2000 | R6400 | BBP12 |


Les étiquettes sont présentées par capacité de tube/contenant et triées par largeur d'étiquette.

F Congélateur **N** Azote liquide **A** Autoclave **H** Bain d'eau bouillante (100°C)




Étiquettes pour lamelles

Brady propose des étiquettes spécialement conçues pour identifier les lamelles et résister à l'exposition aux produits chimiques corrosifs pendant le processus de coloration de lamelles.




| Diagramme | Référence | Matériau | Propriétés | Largeur A (mm) | Hauteur B (mm) | Longueur B (m) | Ruban encreur recommandé | Compatibilité imprimante | Étiquettes par rouleau |
|-----------|-------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| ⊙ | M21-375-7425 | B-7425 | F N A H | 9,53 | – | 6,40 | R4300 | M210, M210-LAB, M211 | 1 |
| ⊙ | M21-500-7425 | B-7425 | F N A H | 12,70 | – | 6,40 | R4300 | M210, M210-LAB, M211 | 1 |
| ⊙ | M21-750-7425 | B-7425 | F N A H | 19,05 | – | 6,40 | R4300 | M210, M210-LAB, M211 | 1 |
| ▲ | B33-257-7425 | B-7425 | F N A H | 20,96 | 6,35 | – | B30 Monocolour | i3300 | 1500 |
| ▲ | J20-257-7425J | B-7425J | F N A H | 20,96 | 6,35 | – | | J2000 | 1500 |
| ▲ | THT-257-7425-2 | B-7425 | F N A H | 20,96 | 6,35 | – | R6400 | BBP12, i7100, i5100 | 2000 |
| ● | J20-152-7425J | B-7425J | F N A H | 25,40 | 9,53 | – | | J2000 | 2000 |
| ▲ | J20-59-7425J | B-7425J | F N A H | 25,40 | 12,70 | – | | J2000 | 2000 |
| ● | J20-88-7425J | B-7425J | F N A H | 25,40 | 19,05 | – | | J2000 | 2000 |
| ▲ | J20-179-7425J | B-7425J | F N A H | 25,40 | 25,40 | – | | J2000 | 1500 |
| ▲ | B33-256-7425 | B-7425 | F N A H | 33,02 | 15,24 | – | B30 Monocolour | i3300 | 1500 |
| ▲ | J20-256-7425J | B-7425J | F N A H | 33,02 | 15,24 | – | | J2000 | 1500 |
| ▲ | THT-256-7425-2 | B-7425 | F N A H | 33,02 | 15,24 | – | R6400 | BBP12, i7100, i5100 | 2000 |
| ● | J20-37-7425J | B-7425J | F N A H | 38,10 | 12,70 | – | | J2000 | 1500 |
| ▲ | J20-136-7425J | B-7425J | F N A H | 38,10 | 19,05 | – | | J2000 | 1500 |
| ▲ | B33-235-7425 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 25,40 | – | B30 Monocolour | i3300 | 1250 |
| ▲ | THT-235-7425-2 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 25,40 | – | R6400 | BBP12, i7100, i5100 | 2000 |
| ▲ | J20-258-7425J | B-7425J | F N A H | 38,10 | 44,45 | – | | J2000 | 900 |
| ▲ | J20-137-7425J | B-7425J | F N A H | 50,80 | 25,40 | – | | J2000 | 1500 |
| ▲ | THT-137-7425-2 | B-7425 | F N A H | 50,80 | 25,40 | – | R6400 | BBP12, i7100, i5100 | 2000 |
| ▲ | THT-137-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 50,80 | 25,40 | – | R6400 | BBP12 | 2000 |



Étiquettes pour plaque de puits

Lorsque le suivi total de tous les échantillons est nécessaire, Brady propose une solution pour identifier les plaques de puits. Nos étiquettes pour plaques de puits garantissent un texte et des codes à barres lisibles pour la plupart des environnements de laboratoire.




| Diagramme | Référence | Matériau | Propriétés | Largeur A (mm) | Hauteur B (mm) | Longueur B (m) | Ruban encreur recommandé | Compatibilité imprimante | Étiquettes par rouleau |
|-----------|-------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| ▲ | M6-2-7425 | B-7425 | F N A H | 6,35 | 50,80 | – | R4300, R6200, R6400 | M610, M611 | 100 |
| ⊙ | M21-375-7425 | B-7425 | F N A H | 9,53 | – | 6,40 | R4300 | M210, M210-LAB, M211 | 1 |
| ⊙ | M21-500-7425 | B-7425 | F N A H | 12,70 | – | 6,40 | R4300 | M210, M210-LAB, M211 | 1 |
| ⊙ | M21-750-7425 | B-7425 | F N A H | 19,05 | – | 6,40 | R4300 | M210, M210-LAB, M211 | 1 |
| ▲ | B33-257-7425 | B-7425 | F N A H | 20,96 | 6,35 | – | B30 Monocolour | i3300 | 1500 |
| ▲ | THT-257-7425-2 | B-7425 | F N A H | 20,96 | 6,35 | – | R6400 | BBP12, i7100, i5100 | 2000 |
| ▲ | B33-256-7425 | B-7425 | F N A H | 33,02 | 15,24 | – | B30 Monocolour | i3300 | 1500 |
| ▲ | THT-256-7425-2 | B-7425 | F N A H | 33,02 | 15,24 | – | R6400 | BBP12, i7100, i5100 | 2000 |
| ● | B33-37-7425 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 12,70 | – | B30 Monocolour | i3300 | 1500 |
| ● | THT-37-7425-2 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 12,70 | – | R6400 | BBP12, i7100, i5100 | 2000 |
| ▲ | B33-136-7425 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 19,05 | – | B30 Monocolour | i3300 | 1500 |
| ▲ | THT-136-7425-2 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 19,05 | – | R6400 | BBP12, i7100, i5100 | 2000 |
| ▲ | THT-136-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 38,10 | 19,05 | – | R6400 | BBP12 | 2000 |
| ▲ | B33-235-7425 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 25,40 | – | B30 Monocolour | i3300 | 1250 |
| ▲ | THT-235-7425-2 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 25,40 | – | R6400 | BBP12, i7100, i5100 | 2000 |
| ▲ | B33-151-7425 | B-7425 | F N A H | 50,80 | 6,35 | – | B30 Monocolour | i3300 | 2000 |
| ▲ | THT-151-7425-2 | B-7425 | F N A H | 50,80 | 6,35 | – | R6400 | BBP12, i7100, i5100 | 2000 |
| ▲ | B33-137-7425 | B-7425 | F N A H | 50,80 | 25,40 | – | B30 Monocolour | i3300 | 1500 |
| ▲ | THT-137-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 50,80 | 25,40 | – | R6400 | BBP12 | 2000 |

Les étiquettes sont présentées par capacité de tube/contenant et triées par largeur d'étiquette.



Bouteilles, flacons et récipients

Souples et faciles à manipuler, les étiquettes pour bouteilles, flacons et boîtes de Pétri de Brady peuvent être aisément appliquées sur des contenants arrondis. Elles restent en place et lisibles, même après avoir été exposées au froid, à l'azote liquide ou à la chaleur.




| Diagramme | Référence | Matériau | Propriétés | Largeur A (mm) | Hauteur B (mm) | Longueur B (m) | Ruban encreur recommandé | Compatibilité imprimante | Étiquettes par rouleau |
|-----------|-------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| ▲ | B33-136-7425 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 19,05 | – | B30 Monocolour | i3300 | 1500 |
| ▲ | THT-136-7425-2 | B-7425 | F N A H | 38,10 | 19,05 | – | R6400 | BBP12, i7100, i5100 | 2000 |
| ▲ | THT-136-7425-2-SC | B-7425 | F N A H | 38,10 | 19,05 | – | R6400 | BBP12 | 2000 |
| ▲ | B33-151-7425 | B-7425 | F N A H | 50,80 | 6,35 | – | B30 Monocolour | i3300 | 2000 |
| ▲ | THT-151-7425-2 | B-7425 | F N A H | 50,80 | 6,35 | – | R6400 | BBP12, i7100, i5100 | 2000 |
| ▲ | J20-53-7425J | B-7425J | F N A H | 50,80 | 12,70 | – | – | J2000 | 2000 |
| ▲ | J20-260-7425J | B-7425J | F N A H | 55,12 | 85,09 | – | – | J2000 | 340 |
| ▲ | J40-260-7425J | B-7425J | F N A H | 55,12 | 85,09 | – | – | J4000 | 340 |
| ∞ | J40C-2250-7425J | B-7425J | F N A H | 57,15 | – | 30,48 | – | J4000 | 1 |
| ▲ | J20-261-7425J | B-7425J | F N A H | 74,93 | 109,98 | – | – | J2000 | 270 |
| ▲ | J20-262-7425J | B-7425J | F N A H | 104,90 | 154,94 | – | – | J2000 | 200 |
| ▲ | J40-262-7425J | B-7425J | F N A H | 104,90 | 154,94 | – | – | J4000 | 200 |



Étiquette d'indication de stérilisation

Les étiquettes d'indication de stérilisation fournissent aux utilisateurs la preuve de la stérilisation. Elles sont idéales pour un large éventail de processus de laboratoire tels que la traçabilité des échantillons, la gestion des stocks, le suivi général et l'identification de la verrerie ou des bacs.



| Diagramme | Référence | Matériau | Largeur A (mm) | Hauteur B (mm) | Ruban encreur recommandé | Compatibilité imprimante | Étiquettes par rouleau |
|-----------|-------------------|----------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| ▲ | B33-235-7425-AC | B-7425 | 38,10 | 25,40 | B30 Monocolour | i3300 | 1250 |
| ▲ | THT-235-7425-2-AC | B-7425 | 38,10 | 25,40 | R4300 | BBP12, i7100, i5100 | 2000 |
| ▲ | B33-137-7425-AC | B-7425 | 50,80 | 25,40 | B30 Monocolour | i3300 | 1500 |
| ▲ | THT-137-7425-2-AC | B-7425 | 50,80 | 25,40 | R4300 | BBP12, i7100, i5100 | 2000 |

 **Recevoir les caractéristiques techniques du produit**

