



Realice el seguimiento de prácticamente cualquier muestra del laboratorio

Etiqueta de laboratorio B-7425

La etiqueta de laboratorio B-7425 es una solución excelente para el seguimiento de muestras. Está diseñada para mantenerse adherida y permanecer legible en una amplia variedad de aplicaciones criogénicas, de recogida de muestras, procesamiento de muestras y microbiología.

Una etiqueta de laboratorio todoterreno

- Se mantiene pegada en nitrógeno líquido, congeladores, baños de agua caliente, autoclaves
- Se mantiene legible tras la exposición a productos químicos de laboratorio, incluidos el DMSO, xileno, IPA, etanol
- Ideal para identificar viales, tubos, portaobjetos, placas de pocillos y otros contenedores de muestras hechos de cristal, acero inoxidable o polipropileno
- Puede imprimirse en el laboratorio con impresoras portátiles de Brady y una selección de sistemas de impresión de sobremesa



Impresión in situ

Brady puede imprimir la etiqueta de laboratorio B-7425 de acuerdo con sus especificaciones. Asimismo, la etiqueta se puede imprimir in situ en cualquier laboratorio con las impresoras de Brady, incluidas la M210-LAB, BMP51, M610, M611, M710, BBP12, BradyPrinter i3300, BradyPrinter i5100, BradyPrinter i7100 and BradyJet 2000. Para conseguir un rendimiento óptimo, debería imprimirse con las cintas de tinta R6400, R4300 o R6200.





Etiquetas para tubos/viales

Las etiquetas para tubos de ensayo y viales de Brady están diseñadas para resistir disolventes extremos de laboratorio como el xileno, el etanol, alcohol y DMSO, garantizando que la identificación de la muestra siempre sea legible y que no se manche, se desgaste ni caiga.




Diagrama	Referencia	N.º de material Brady	Propiedades Especiales	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Longitud B (m)	Etiquetas por rollo	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora
0,6 ml									
⊙	M21-375-7425	B-7425	F N A H	9,53	–	6,40	1	R4300	M210, M210-LAB, M211
1,0 - 2,0 ml									
▲	J20-257-7425J	B-7425J	F N A H	20,96	6,35	–	1500		J2000
▲	THT-257-7425-2	B-7425	F N A H	20,96	6,35	–	2000	R6400	BBP12, i7100, i5100
1,0 - 8,0 ml									
●	J20-152-7425J	B-7425J	F N A H	25,40	9,53	–	2000		J2000
●	THT-88-7425-2	B-7425	F N A H	25,40	19,05	–	2000	R6400	BBP12, i7100, i5100
●	THT-88-7425-2-SC	B-7425	F N A H	25,40	19,05	–	2000	R6400	BBP12
▲	J20-258-7425J	B-7425J	F N A H	38,10	44,45	–	900		J2000
1,0 ml									
▲	J20-256-7425J	B-7425J	F N A H	33,02	15,24	–	1500		J2000
▲	THT-256-7425-2	B-7425	F N A H	33,02	15,24	–	2000	R6400	BBP12, i7100, i5100
1,5 - 2,0 ml									
▲	THT-59-7425-2	B-7425	F N A H	25,40	12,70	–	2000	R6400	BBP12, i7100, i5100
1,5 - 8,0 ml									
●	THT-152-7425-2	B-7425	F N A H	25,40	9,53	–	2000	R6400	BBP12, i7100, i5100
●	THT-152-7425-2-SC	B-7425	F N A H	25,40	9,53	–	2000	R6400	BBP12
1,5 ml									
⊙	M21-500-7425	B-7425	F N A H	12,70	–	6,40	1	R4300	M210, M210-LAB, M211
2,0 - 8,0 ml									
▲	J20-59-7425J	B-7425J	F N A H	25,40	12,70	–	2000		J2000
●	J20-88-7425J	B-7425J	F N A H	25,40	19,05	–	2000		J2000
▲	J20-179-7425J	B-7425J	F N A H	25,40	25,40	–	1500		J2000
●	J20-37-7425J	B-7425J	F N A H	38,10	12,70	–	1500		J2000
2,0 - 50,0 ml									
⊙	M21-750-7425	B-7425	F N A H	19,05	–	6,40	1	R4300	M210, M210-LAB, M211
2,0 ml									
●	THT-37-7425-2	B-7425	F N A H	38,10	12,70	–	2000	R6400	BBP12, i7100, i5100
8,0 ml									
▲	THT-59-7425-2-SC	B-7425	F N A H	25,40	12,70	–	2000	R6400	BBP12
14,0 - 15,0 ml									
▲	J20-136-7425J	B-7425J	F N A H	38,10	19,05	–	1500		J2000
15,0 ml									
∞	J20C-1125-7425J	B-7425J	F N A H	28,58	–	30,48	1		J2000
▲	J20-235-7425J	B-7425J	F N A H	38,10	25,40	–	1250		J2000
▲	M5-31-7425	B-7425	F N A H	38,10	25,40	–	250	R4300	M511
▲	THT-235-7425-2	B-7425	F N A H	38,10	25,40	–	2000	R6400	BBP12, i7100, i5100
▲	M6-121-7425	B-7425	F N A H	48,26	38,10	–	100	R6400	M610, M611
∞	J20C-2250-7425J	B-7425J	F N A H	57,15	–	30,48	1		J2000

>>

Las etiquetas se muestran por tamaño de vial/tubo y por orden de anchura de la etiqueta.

F Entorno de congelador	N Entorno de nitrógeno líquido	A Entorno de autoclave	H Baño de agua caliente (100 °C)
--------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	---



Etiquetas para tubos/viales (continuación)




Diagrama	Referencia	N.º de material Brady	Propiedades Especiales	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Longitud B (m)	Etiquetas por rollo	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora
50,0 ml									
▲	THT-179-7425-2	B-7425	F N A H	25,40	25,40	–	2000	R6400	BBP12, i7100, i5100
▲	THT-179-7425-2-SC	B-7425	F N A H	25,40	25,40	–	2000	R6400	BBP12
▲	THT-136-7425-2	B-7425	F N A H	38,10	19,05	–	2000	R6400	BBP12, i7100, i5100
▲	THT-136-7425-2-SC	B-7425	F N A H	38,10	19,05	–	2000	R6400	BBP12
▲	J20-151-7425J	B-7425J	F N A H	50,80	6,35	–	2000		J2000
▲	THT-151-7425-2	B-7425	F N A H	50,80	6,35	–	2000	R6400	BBP12, i7100, i5100
▲	J20-137-7425J	B-7425J	F N A H	50,80	25,40	–	1500		J2000
▲	THT-137-7425-2	B-7425	F N A H	50,80	25,40	–	2000	R6400	BBP12, i7100, i5100
▲	THT-137-7425-2-SC	B-7425	F N A H	50,80	25,40	–	2000	R6400	BBP12
▲	J20-18-7425J	B-7425J	F N A H	76,20	25,40	–	1000		J2000



Etiquetas para tapas de viales

Ahorre tiempo utilizando las etiquetas combinadas para vial y tapa de vial: imprima su información de una sola vez.




Diagrama	Referencia	N.º de material Brady	Propiedades Especiales	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Diámetro C (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora
0,5 - 8,0 ml									
❖	B33-249-7425	B-7425	F N A H	25,40	9,53	9,53	1500	B30 Monocolour	i3300
❖	THT-249-7425-2-SC	B-7425	F N A H	25,40	9,53	9,53	2000	R6400	BBP12
❖	B33-251-7425	B-7425	F N A H	25,40	12,70	11,18	1500	B30 Monocolour	i3300
❖	THT-251-7425-2-SC	B-7425	F N A H	25,40	12,70	11,18	2000	R6400	BBP12
0,6 - 1,5 ml									
❖	M6-98-7425	B-7425	F N A H	25,40	9,53	9,53	500	R6400	M610, M611
1,0 - 8,0 ml									
⊕	J20-249-7425J	B-7425J	F N A H	25,40	9,53	9,53	1500		J2000
1,5 - 2,0 ml									
⊕	J20-251-7425J	B-7425J	F N A H	25,40	12,70	11,18	1500		J2000

Las etiquetas se muestran por tamaño de vial/tubo y por orden de anchura de la etiqueta.

F Entorno de congelador	N Entorno de nitrógeno líquido	A Entorno de autoclave	H Baño de agua caliente (100 °C)
--------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	---



Etiquetas para centrifugas/microcentrifugas

Brady ofrece una amplia gama de etiquetas para centrifugadora, Eppendorf y PCR.




Diagrama	Referencia	N.º de material Brady	Propiedades Especiales	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Longitud B (m)	Diámetro C (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora
0,5 - 0,7 ml										
●	B33-152-7425	B-7425	F N A H	25,40	9,53	–	–	2000	B30 Monocolour	i3300
⊗	M5-118-7425	B-7425	F N A H	25,40	9,53	–	9,53	240	R4300	M511
0,6 - 1,5 ml										
⊗	M61-98-7425	B-7425	F N A H	25,40	9,53	–	9,53	500	R6400	M611, BMP61
1,5 - 2,0 ml										
▲	B33-59-7425	B-7425	F N A H	25,40	12,70	–	–	2000	B30 Monocolour	i3300
1,5 - 8,0 ml										
●	THT-152-7425-2	B-7425	F N A H	25,40	9,53	–	–	2000	R6400	BBP12, i7100, i5100
●	THT-152-7425-2-SC	B-7425	F N A H	25,40	9,53	–	–	2000	R6400	BBP12
8,0 ml										
▲	THT-59-7425-2-SC	B-7425	F N A H	25,40	12,70	–	–	2000	R6400	BBP12
15,0 ml										
▲	M5-31-7425	B-7425	F N A H	38,10	25,40	–	–	250	R4300	M511
▲	M6-31-7425	B-7425	F N A H	38,10	25,40	–	–	250	R6400	M610, M611
▲	M61-31-7425	B-7425	F N A H	38,10	25,40	–	–	250	R6400	M611, BMP61
▲	M6-121-7425	B-7425	F N A H	48,26	38,10	–	–	100	R6400	M610, M611
▲	M61-121-7425	B-7425	F N A H	48,26	38,10	–	–	100	R6400	M611, BMP61



Etiquetas viales y tubos criogénicos

Brady ofrece una gama de etiquetas diseñadas específicamente para identificar muestras de laboratorio para la criopreservación.




Diagrama	Referencia	N.º de material Brady	Propiedades Especiales	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Longitud B (m)	Diámetro C (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora
0,5 - 8,0 ml										
⊗	B33-249-7425	B-7425	F N A H	25,40	9,53	–	9,53	1500	B30 Monocolour	i3300
⊗	THT-249-7425-2-SC	B-7425	F N A H	25,40	9,53	–	9,53	2000	R6400	BBP12
⊗	B33-251-7425	B-7425	F N A H	25,40	12,70	–	11,18	1500	B30 Monocolour	i3300
⊗	THT-251-7425-2-SC	B-7425	F N A H	25,40	12,70	–	11,18	2000	R6400	BBP12
0,6 - 1,5 ml										
⊗	M6-98-7425	B-7425	F N A H	25,40	9,53	–	9,53	500	R6400	M610, M611
0,6 ml										
◎	M21-375-7425	B-7425	F N A H	9,53	–	6,40	–	1	R4300	M210, M210-LAB, M211
1,0 - 2,0 ml										
▲	J20-257-7425J	B-7425J	F N A H	20,96	6,35	–	–	1500		J2000
▲	THT-257-7425-2	B-7425	F N A H	20,96	6,35	–	–	2000	R6400	BBP12, i7100, i5100

>>

Las etiquetas se muestran por tamaño de vial/tubo y por orden de anchura de la etiqueta.

F Entorno de congelador	N Entorno de nitrógeno líquido	A Entorno de autoclave	H Baño de agua caliente (100 °C)
--------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	---



Etiquetas viales y tubos criogénicos (continuación)




Diagrama	Referencia	N.º de material Brady	Propiedades Especiales	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Longitud B (m)	Diámetro C (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora
1,0 - 8,0 ml										
⊕	J20-249-7425J	B-7425J	F N A H	25,40	9,53	–	9,53	1500		J2000
⬢	J20-152-7425J	B-7425J	F N A H	25,40	9,53	–	–	2000		J2000
⬢	THT-88-7425-2	B-7425	F N A H	25,40	19,05	–	–	2000	R6400	BBP12, i7100, i5100
⬢	THT-88-7425-2-SC	B-7425	F N A H	25,40	19,05	–	–	2000	R6400	BBP12
▲	J20-258-7425J	B-7425J	F N A H	38,10	44,45	–	–	900		J2000
1,0 ml										
▲	J20-256-7425J	B-7425J	F N A H	33,02	15,24	–	–	1500		J2000
▲	THT-256-7425-2	B-7425	F N A H	33,02	15,24	–	–	2000	R6400	BBP12, i7100, i5100
1,5 - 2,0 ml										
⊕	J20-251-7425J	B-7425J	F N A H	25,40	12,70	–	11,18	1500		J2000
▲	THT-59-7425-2	B-7425	F N A H	25,40	12,70	–	–	2000	R6400	BBP12, i7100, i5100
1,5 - 8,0 ml										
⬢	THT-152-7425-2	B-7425	F N A H	25,40	9,53	–	–	2000	R6400	BBP12, i7100, i5100
⬢	THT-152-7425-2-SC	B-7425	F N A H	25,40	9,53	–	–	2000	R6400	BBP12
1,5 ml										
⊙	M21-500-7425	B-7425	F N A H	12,70	–	6,40	–	1	R4300	M210, M210-LAB, M211
2,0 - 8,0 ml										
▲	J20-59-7425J	B-7425J	F N A H	25,40	12,70	–	–	2000		J2000
⬢	J20-88-7425J	B-7425J	F N A H	25,40	19,05	–	–	2000		J2000
▲	J20-179-7425J	B-7425J	F N A H	25,40	25,40	–	–	1500		J2000
⬢	J20-37-7425J	B-7425J	F N A H	38,10	12,70	–	–	1500		J2000
2,0 - 50,0 ml										
⊙	M21-750-7425	B-7425	F N A H	19,05	–	6,40	–	1	R4300	M210, M210-LAB, M211
2,0 ml										
⬢	THT-37-7425-2	B-7425	F N A H	38,10	12,70	–	–	2000	R6400	BBP12, i7100, i5100
8,0 ml										
▲	THT-59-7425-2-SC	B-7425	F N A H	25,40	12,70	–	–	2000	R6400	BBP12
14,0 - 15,0 ml										
▲	J20-136-7425J	B-7425J	F N A H	38,10	19,05	–	–	1500		J2000
15,0 ml										
∞	J20C-1125-7425J	B-7425J	F N A H	28,58	–	30,48	–	1		J2000
▲	J20-235-7425J	B-7425J	F N A H	38,10	25,40	–	–	1250		J2000
▲	M5-31-7425	B-7425	F N A H	38,10	25,40	–	–	250	R4300	M511
▲	THT-235-7425-2	B-7425	F N A H	38,10	25,40	–	–	2000	R6400	BBP12, i7100, i5100
▲	M6-121-7425	B-7425	F N A H	48,26	38,10	–	–	100	R6400	M610, M611
∞	J20C-2250-7425J	B-7425J	F N A H	57,15	–	30,48	–	1		J2000
50,0 ml										
▲	THT-179-7425-2	B-7425	F N A H	25,40	25,40	–	–	2000	R6400	BBP12, i7100, i5100
▲	THT-179-7425-2-SC	B-7425	F N A H	25,40	25,40	–	–	2000	R6400	BBP12
▲	THT-136-7425-2	B-7425	F N A H	38,10	19,05	–	–	2000	R6400	BBP12, i7100, i5100
▲	THT-136-7425-2-SC	B-7425	F N A H	38,10	19,05	–	–	2000	R6400	BBP12
▲	J20-151-7425J	B-7425J	F N A H	50,80	6,35	–	–	2000		J2000
▲	THT-151-7425-2	B-7425	F N A H	50,80	6,35	–	–	2000	R6400	BBP12, i7100, i5100
▲	J20-137-7425J	B-7425J	F N A H	50,80	25,40	–	–	1500		J2000
▲	THT-137-7425-2	B-7425	F N A H	50,80	25,40	–	–	2000	R6400	BBP12, i7100, i5100
▲	THT-137-7425-2-SC	B-7425	F N A H	50,80	25,40	–	–	2000	R6400	BBP12
▲	J20-18-7425J	B-7425J	F N A H	76,20	25,40	–	–	1000		J2000

Las etiquetas se muestran por tamaño de vial/tubo y por orden de anchura de la etiqueta.

F Entorno de congelador	N Entorno de nitrógeno líquido	A Entorno de autoclave	H Baño de agua caliente (100 °C)
--------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	---



Etiquetas para tubos cónicos/grandes

Brady ofrece varias etiquetas de identificación de muestras que son perfectas para identificar tubos cónicos. Son fáciles de manejar y muy flexibles, y se enrollan fácilmente alrededor de recipientes de muestras curvos.





Diagrama	Referencia	N.º de material Brady	Propiedades Especiales	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Longitud B (m)	Diámetro C (mm)	Etiquetas por rollo	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora
0,5 - 8,0 ml										
❖	B33-249-7425	B-7425	F N A H	25,40	9,53	–	9,53	1500	B30 Monocolour	i3300
❖	THT-249-7425-2-SC	B-7425	F N A H	25,40	9,53	–	9,53	2000	R6400	BBP12
❖	B33-251-7425	B-7425	F N A H	25,40	12,70	–	11,18	1500	B30 Monocolour	i3300
❖	THT-251-7425-2-SC	B-7425	F N A H	25,40	12,70	–	11,18	2000	R6400	BBP12
1,0 - 8,0 ml										
●	J20-152-7425J	B-7425J	F N A H	25,40	9,53	–	–	2000		J2000
●	B33-88-7425	B-7425	F N A H	25,40	19,05	–	–	2000	B30 Monocolour	i3300
●	THT-88-7425-2	B-7425	F N A H	25,40	19,05	–	–	2000	R6400	BBP12, i7100, i5100
●	THT-88-7425-2-SC	B-7425	F N A H	25,40	19,05	–	–	2000	R6400	BBP12
1,5 - 2,0 ml										
▲	B33-59-7425	B-7425	F N A H	25,40	12,70	–	–	2000	B30 Monocolour	i3300
⊕	J20-251-7425J	B-7425J	F N A H	25,40	12,70	–	11,18	1500		J2000
▲	THT-59-7425-2	B-7425	F N A H	25,40	12,70	–	–	2000	R6400	BBP12, i7100, i5100
1,5 - 8,0 ml										
●	THT-152-7425-2	B-7425	F N A H	25,40	9,53	–	–	2000	R6400	BBP12, i7100, i5100
●	THT-152-7425-2-SC	B-7425	F N A H	25,40	9,53	–	–	2000	R6400	BBP12
2,0 - 8,0 ml										
▲	J20-59-7425J	B-7425J	F N A H	25,40	12,70	–	–	2000		J2000
8,0 ml										
▲	THT-59-7425-2-SC	B-7425	F N A H	25,40	12,70	–	–	2000	R6400	BBP12
14,0 - 15,0 ml										
▲	J20-136-7425J	B-7425J	F N A H	38,10	19,05	–	–	1500		J2000
50,0 ml										
▲	B33-179-7425	B-7425	F N A H	25,40	25,40	–	–	1500	B30 Monocolour	i3300
▲	THT-179-7425-2-SC	B-7425	F N A H	25,40	25,40	–	–	2000	R6400	BBP12
▲	B33-136-7425	B-7425	F N A H	38,10	19,05	–	–	1500	B30 Monocolour	i3300
▲	THT-136-7425-2	B-7425	F N A H	38,10	19,05	–	–	2000	R6400	BBP12, i7100, i5100
▲	THT-136-7425-2-SC	B-7425	F N A H	38,10	19,05	–	–	2000	R6400	BBP12
▲	B33-151-7425	B-7425	F N A H	50,80	6,35	–	–	2000	B30 Monocolour	i3300
▲	J20-151-7425J	B-7425J	F N A H	50,80	6,35	–	–	2000		J2000
▲	THT-151-7425-2	B-7425	F N A H	50,80	6,35	–	–	2000	R6400	BBP12, i7100, i5100
▲	B33-137-7425	B-7425	F N A H	50,80	25,40	–	–	1500	B30 Monocolour	i3300
▲	J20-137-7425J	B-7425J	F N A H	50,80	25,40	–	–	1500		J2000
▲	THT-137-7425-2-SC	B-7425	F N A H	50,80	25,40	–	–	2000	R6400	BBP12

Las etiquetas se muestran por tamaño de vial/tubo y por orden de anchura de la etiqueta.

F Entorno de congelador	N Entorno de nitrógeno líquido	A Entorno de autoclave	H Baño de agua caliente (100 °C)
--------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	---



Etiquetas de portaobjetos

Brady ofrece etiquetas diseñadas específicamente para la identificación de portaobjetos que resisten la exposición a productos químicos agresivos durante el proceso de tinción del portaobjetos.




Diagrama	Referencia	N.º de material Brady	Propiedades Especiales	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Longitud B (m)	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora	Etiquetas por rollo
⊙	M21-375-7425	B-7425	F N A H	9.53	–	6,40	R4300	M210, M210-LAB, M211	1
⊙	M21-500-7425	B-7425	F N A H	12.70	–	6,40	R4300	M210, M210-LAB, M211	1
⊙	M21-750-7425	B-7425	F N A H	19.05	–	6,40	R4300	M210, M210-LAB, M211	1
▲	B33-257-7425	B-7425	F N A H	20.96	6,35	–	B30 Monocolour	i3300	1500
▲	J20-257-7425J	B-7425J	F N A H	20.96	6,35	–		J2000	1500
▲	THT-257-7425-2	B-7425	F N A H	20.96	6,35	–	R6400	BBP12, i7100, i5100	2000
●	J20-152-7425J	B-7425J	F N A H	25.40	9,53	–		J2000	2000
▲	J20-59-7425J	B-7425J	F N A H	25.40	12,70	–		J2000	2000
●	J20-88-7425J	B-7425J	F N A H	25.40	19,05	–		J2000	2000
▲	J20-179-7425J	B-7425J	F N A H	25.40	25,40	–		J2000	1500
▲	B33-256-7425	B-7425	F N A H	33.02	15,24	–	B30 Monocolour	i3300	1500
▲	J20-256-7425J	B-7425J	F N A H	33.02	15,24	–		J2000	1500
▲	THT-256-7425-2	B-7425	F N A H	33.02	15,24	–	R6400	BBP12, i7100, i5100	2000
●	J20-37-7425J	B-7425J	F N A H	38.10	12,70	–		J2000	1500
▲	J20-136-7425J	B-7425J	F N A H	38.10	19,05	–		J2000	1500
▲	B33-235-7425	B-7425	F N A H	38.10	25,40	–	B30 Monocolour	i3300	1250
▲	THT-235-7425-2	B-7425	F N A H	38.10	25,40	–	R6400	BBP12, i7100, i5100	2000
▲	J20-258-7425J	B-7425J	F N A H	38.10	44,45	–		J2000	900
▲	J20-137-7425J	B-7425J	F N A H	50.80	25,40	–		J2000	1500
▲	THT-137-7425-2	B-7425	F N A H	50.80	25,40	–	R6400	BBP12, i7100, i5100	2000
▲	THT-137-7425-2-SC	B-7425	F N A H	50.80	25,40	–	R6400	BBP12	2000



Etiquetas para placas de pocillos

Cuando es necesario realizar un seguimiento completo de todas las recogidas de muestras, Brady tiene una solución para la identificación de placas de pocillos. Nuestras etiquetas para placas de pocillos garantizan que el texto y el código de barras serán totalmente legibles en la mayoría de entornos de laboratorio.




Diagrama	Referencia	N.º de material Brady	Propiedades Especiales	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Longitud B (m)	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora	Etiquetas por rollo
▲	M6-2-7425	B-7425	F N A H	6.35	50,80	–	R4300, R6200, R6400	M610, M611	100
⊙	M21-375-7425	B-7425	F N A H	9.53	–	6,40	R4300	M210, M210-LAB, M211	1
⊙	M21-500-7425	B-7425	F N A H	12.70	–	6,40	R4300	M210, M210-LAB, M211	1
⊙	M21-750-7425	B-7425	F N A H	19.05	–	6,40	R4300	M210, M210-LAB, M211	1
▲	B33-257-7425	B-7425	F N A H	20.96	6,35	–	B30 Monocolour	i3300	1500
▲	THT-257-7425-2	B-7425	F N A H	20.96	6,35	–	R6400	BBP12, i7100, i5100	2000
▲	B33-256-7425	B-7425	F N A H	33.02	15,24	–	B30 Monocolour	i3300	1500
▲	THT-256-7425-2	B-7425	F N A H	33.02	15,24	–	R6400	BBP12, i7100, i5100	2000
●	B33-37-7425	B-7425	F N A H	38.10	12,70	–	B30 Monocolour	i3300	1500
●	THT-37-7425-2	B-7425	F N A H	38.10	12,70	–	R6400	BBP12, i7100, i5100	2000
▲	B33-136-7425	B-7425	F N A H	38.10	19,05	–	B30 Monocolour	i3300	1500
▲	THT-136-7425-2	B-7425	F N A H	38.10	19,05	–	R6400	BBP12, i7100, i5100	2000
▲	THT-136-7425-2-SC	B-7425	F N A H	38.10	19,05	–	R6400	BBP12	2000
▲	B33-235-7425	B-7425	F N A H	38.10	25,40	–	B30 Monocolour	i3300	1250
▲	THT-235-7425-2	B-7425	F N A H	38.10	25,40	–	R6400	BBP12, i7100, i5100	2000
▲	B33-151-7425	B-7425	F N A H	50.80	6,35	–	B30 Monocolour	i3300	2000
▲	THT-151-7425-2	B-7425	F N A H	50.80	6,35	–	R6400	BBP12, i7100, i5100	2000
▲	B33-137-7425	B-7425	F N A H	50.80	25,40	–	B30 Monocolour	i3300	1500
▲	THT-137-7425-2-SC	B-7425	F N A H	50.80	25,40	–	R6400	BBP12	2000

Las etiquetas se muestran por tamaño de vial/tubo y por orden de anchura de la etiqueta.



Frascos/matracas y placas

Las etiquetas de Brady para frascos, matraces y placas son fáciles de manejar y flexibles. Esto permite colocar las etiquetas en recipientes curvados y que se mantengan pegadas y legibles incluso después de estar sometidas a congelación, nitrógeno líquido y calor.




Diagrama	Referencia	N.º de material Brady	Propiedades Especiales	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Longitud B (m)	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora	Etiquetas por rollo
▲	B33-136-7425	B-7425	F N A H	38,10	19,05	–	B30 Monocolour	i3300	1500
▲	THT-136-7425-2	B-7425	F N A H	38,10	19,05	–	R6400	BBP12, i7100, i5100	2000
▲	THT-136-7425-2-SC	B-7425	F N A H	38,10	19,05	–	R6400	BBP12	2000
▲	B33-151-7425	B-7425	F N A H	50,80	6,35	–	B30 Monocolour	i3300	2000
▲	THT-151-7425-2	B-7425	F N A H	50,80	6,35	–	R6400	BBP12, i7100, i5100	2000
▲	J20-53-7425J	B-7425J	F N A H	50,80	12,70	–		J2000	2000
▲	J20-260-7425J	B-7425J	F N A H	55,12	85,09	–		J2000	340
▲	J40-260-7425J	B-7425J	F N A H	55,12	85,09	–		J4000	340
∞	J40C-2250-7425J	B-7425J	F N A H	57,15	–	30,48		J4000	1
▲	J20-261-7425J	B-7425J	F N A H	74,93	109,98	–		J2000	270
▲	J20-262-7425J	B-7425J	F N A H	104,90	154,94	–		J2000	200
▲	J40-262-7425J	B-7425J	F N A H	104,90	154,94	–		J4000	200



Etiqueta de indicación de esterilización

Las etiquetas indicadoras de esterilización proporcionan a los usuarios una prueba de esterilización. Son ideales para una amplia variedad de procesos de laboratorio, incluyendo la trazabilidad de las muestras, gestión de inventarios, trazabilidad general e identificación de objetos de cristal o bandejas.




Diagrama	Referencia	N.º de material Brady	Anchura A (mm)	Altura B (mm)	Cinta recomendada	Compatibilidad de la impresora	Etiquetas por rollo
▲	B33-235-7425-AC	B-7425	38,10	25,40	B30 Monocolour	i3300	1250
▲	THT-235-7425-2-AC	B-7425	38,10	25,40	R4300	BBP12, i7100, i5100	2000
▲	B33-137-7425-AC	B-7425	50,80	25,40	B30 Monocolour	i3300	1500
▲	THT-137-7425-2-AC	B-7425	50,80	25,40	R4300	BBP12, i7100, i5100	2000

▶ **Obtener especificaciones del producto**

