

# B-7425-AC Indicatielabel voor sterilisatie

Het label bevestigt succesvolle sterilisatie



[www.bradyeurope.com/B7425AC](http://www.bradyeurope.com/B7425AC)

De indicatielabels voor sterilisatie van Brady geven gebruikers een zichtbaar bewijs van sterilisatie. Ze zijn uitstekend geschikt voor talrijke laboratoriumtoepassingen zoals het traceren van stalen, voorraadbeheer, algemene tractering en de identificatie van glaswerk of houders.

## Een duidelijke visuele indicatie

Het B-7425 AC-label is een indicatielabel voor stoomsterilisatie en werd ontwikkeld voor gebruik in autoclaven. Het label verandert van kleur, van wit naar bruin, bij blootstelling aan een temperatuur van 121 °C in een autoclaaf gedurende 10 minuten en geeft het woord "sterilized" weer. Laboratoriumspecialisten krijgen een duidelijke visuele indicatie en kunnen snel zien welke stalen steriel zijn.

## Betrouwbaar en gemakkelijk aan te brengen

Het zelfklevende indicatielabel voor sterilisatie blijft goed kleven op flacons, buisjes, erlenmeyers en andere houders die gesteriliseerd moeten worden in een laboratorium. Het label blijft kleven op de meeste oppervlakken, waaronder glas, kunststof, roestvrij staal en aluminium. Het label is gemaakt van polypropyleen, blijft kleven en blijft leesbaar bij blootstelling aan de meest voorkomende chemicaliën in laboratoria en temperaturen tussen -196 °C en 121 °C.

## Ter plaatse printen

B-7425 AC-indicatielabels voor sterilisatie kunnen in laboratoria worden geprint met professionele labelprinters van Brady. Compatibele printers zijn de BBP12 en BBP33 Labelprinters in combinatie met het R4300-printlint. Met de Brady Workstation-apps kunnen specialisten probleemloos een barcode of andere tekst toevoegen aan de labels voor betere tractering.



Zie het label in actie en vraag een staal aan via de Brady-website:

[www.bradyeurope.com/B7425AC](http://www.bradyeurope.com/B7425AC)