

Posiadasz nieopisane, zamrożone próbki przechowywane w warunkach kriogenicznych?

Czy stosowane na nich etykiety odpadły lub straciły czytelność? Czy uważasz, że może z tego wyniknąć problem?

Dzięki etykiетom FreezerBondz ten problem zniknie!



Opisywanie już zamrożonych próbek była kiedyś niemal niemożliwa. Teraz dzięki materiałowi do etykiet FreezerBondz™ możesz szybko i łatwo przymocować etykietę do zamrożonej próbki. Etykiety FreezerBondz nie rozmazują się przy częstej manipulacji, a także są odporne na kontakt z laboratoryjnymi substancjami chemicznymi, takimi jak DMSO, ksylen czy etanol. Dzięki etykiетom FreezerBondz możesz szybko, czytelnie i trwale opisać swoje próbki od razu po wyjęciu ich z zamrażarki.


Najlepsze rezultaty uzyskasz, stosując etykiety o odpowiednim rozmiarze, zgodnym ze średnicą fiołki/probówki (dokładne wskazówki podajemy na wykresie). Przed aplikacją na zamrożone fiołki ostrożnie zetrzyj szron lub wodę z fiołki. Przy stosowaniu materiału FreezerBondz B-490 etykieta musi być przytwierdzona na zakładkę o długości co najmniej 1/8 etykiety.



1. Mocno przyklej krawędź etykiety do fiołki i dociśnij na całej powierzchni etykiety, przesuując palec wskazujący wzdłuż tej krawędzi.



2. Kontynuuj owijanie etykiety wokół fiołki, przesuując palec awersu etykiety i jednocześnie ją dociskając.



3. Kilka razy przesuń palcem po całej etykiecie, dociskając równo na całej jej powierzchni.

Uwaga: Po zamrożeniu zaetykietowanej fiołki lub próbki do temperatury kriogenicznej nie próbuj podważać ani obracać etykiety. W bardzo niskich temperaturach klej będzie się kruszył, a etykieta może odpaść.

< 1,0 ml PCR, mikrowirówka i próbki obsługiwane przez roboty

Wymiary etykiet (mm)
Materiał B-461
9,53 x 45,72
lub białe tło o wymiarach 25,40 x 25,40, wysokość 44,45
Materiał B-499
9,53 x 25,40
22,86 x 12,70 z boku i 12,70 x 12,70 od góry
etykieta 25,40 x 12,70, góra o wymiarach 9,53 x 9,53
etykieta boczna 22,86 x 12,70
etykieta od góry 12,70 x 12,70

Wymiary etykiet (mm)
Materiał B-492 – do zamrożonych próbek
etykieta boczna 25,40 x 12,70
etykieta od góry 9,53 x 9,53
wymiary z boku 25,40 x 95,25, góra 9,53 x 9,53
9,53 x 25,40

fiołki kriogeniczne 1,0–2,0 ml

Wymiary etykiet (mm)
Materiał B-427
Konfiguracja samolaminująca 25,40 x 66,68
Materiał B-461
Konfiguracja samolaminująca 25,40 x 66,68
białe tło o wymiarach 25,40 x 25,40, wysokość 44,45
Materiał B-490 – do zamrożonych próbek
15,24 x 41,28
Materiał B-490 – do zamrożonych próbek
25,40 x 25,40



Zamów
próbki etykiet
FreezerBondz