

Nachverfolgen Ihrer Probanddaten

Tragbarer M611 Etikettendrucker mit der Brady Workstation-Software als Mobil- oder Desktop-Version



Der Wert einer Laborprobe steht und fällt mit den zugehörigen Daten. Der tragbare M611 Etikettendrucker und die Brady Workstation-Software als Mobil- oder Desktop-Version bieten Ihnen eine hochleistungsfähige Kennzeichnungslösung, mit der Sie die Datenintegrität gewährleisten und den nahtlosen Zugriff auf Ihre Daten sicherstellen können.

Mithilfe der Datenautomation können Sie Ihre Daten problemlos im gewünschten Format auf ein Etikett übertragen. Die leistungsstarke, mobile Brady Workstation-App „Express-Etiketten“ **kombiniert Ihre Daten mit Etikettenvorlagen und gewährleistet so ohne Mehraufwand die Datenintegrität**. Wenn es Zeit ist, Etiketten zu erstellen, müssen Sie lediglich die Daten aus der Datendatei abrufen, und schon kann es losgehen.

Mithilfe der App „Express-Etiketten“ können Sie Anwendungsvorlagen im Labor völlig standortunabhängig über die Cloud oder per E-Mail auf Ihr Mobilgerät oder Tablet herunterladen. Mit der Kamera Ihres Geräts können Sie Daten aus vorhandenen Barcodes übernehmen. Sie müssen eine Änderung vornehmen? Gar kein Problem – mit dieser App können Sie Text bearbeiten, Layouts ändern oder völlig neue Etiketten erstellen. Und wenn Sie Ihre Etiketten nach Wunsch gestaltet haben, drucken Sie sie einfach per Bluetooth oder WLAN auf dem M611 aus. Diese leistungsstarke Kombination aus Software und Drucker bietet Ihnen auch die folgenden Vorteile:

- **Drucken mit hoher Leistung** mit geringem Platzbedarf bei limitiertem Platz im Arbeitsbereich.
- **Langlebige Kennzeichnung** mit Etikettenmaterialien, die beständig gegen raue Laborbedingungen sind.
- **Einfach zu verwendende Anwendungsvorlagen** erleichtern die Arbeit mit üblichen Laboretiketten.



Nutzen Sie optimierte „Brady Authentic“-Materialien für eine hervorragende Kennzeichnung

„Brady Authentic“-Materialien wurden speziell für Brady-Drucker entwickelt. Sie erhalten damit eine höhere Leistung und mehr Zuverlässigkeit als beim Einsatz von anderen Materialien. Wir bieten Ihnen ein Komplettsortiment an, das zahlreiche Farben und Oberflächenausführungen umfasst und sich für die verschiedensten Anwendungsgebiete eignet. Nutzen Sie „Brady Authentic“ und Sie erhalten noch mehr Leistung mit Brady.

Etikettenmaterialien

B-Nummer	Material	Beschreibung
B-403	Papier	Das Papieretikett löst sich in warmem Wasser innerhalb von 30 Sekunden vollständig und ohne Kleberückstände auf.
B-461	Polyester	Äußerst dünnes Polyesteretikett mit durchsichtigem Schutzlaminat am Ende, das den Aufdruck schützt und dafür sorgt, dass der Flüssigkeitsstand im Probengefäß sichtbar ist.
B-481	Polyester	Weißer StainerBondz™ Polyester mit äußerst hoher Beständigkeit gegen Hämatoxylin-Eosin-Färbung sowie aggressive Chemikalien, die häufig für die Entparaffinierung verwendet werden, wie Ethanol und Xylen.
B-488	Polyester	Weißer Polyester mit mäßiger Beständigkeit gegen die kurzfristige Einwirkung von Chemikalien, wie Xylen, DMSO und Ethanol.
B-490	Polyester	Weißes FreezerBondz™ Etikett, das sich ideal für flache, gefrorene Oberflächen eignet. Haftet auf gefrorenen Ampullen und Röhrchen, wenn es mit einer Überlappung von mindestens 3 mm angebracht wird. Kann mit einer kleinen Überlappung auf bereits gefrorenen Oberflächen angebracht werden.
B-492	Polyester	Äußerst dünnes, weißes FreezerBondz Polyesteretikett zur Kennzeichnung von Ampullen, Röhrchen und Halmen, die gefroren/vereist sind oder Raumtemperatur aufweisen. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Abrieb.
B-494	Polyester	Unser B-494 Polyester-Etikett ermöglicht die zuverlässige Kennzeichnung und Nachverfolgung von Laborproben. Das Etikett bleibt zuverlässig haften und stets gut lesbar, auch wenn es Chemikalien ausgesetzt oder in Flüssigstickstoff aufbewahrt wird. Das Etikett wird unter der Oberfläche bedruckt, sodass die Farbe nicht verblasst oder verwischt und somit langfristig ein schnelles Identifizieren von Proben ermöglicht.
B-498	Vinylgewebe	Wiederablösbares, weißes Etikett aus Vinylgewebe für die Neukennzeichnung von Gewebekassetten nach der Behandlung oder für allgemeine Laboranwendungen. Kann direkt auf der Kassette oder auf dem vorherigen Etikett angebracht werden.
B-499	Nylongewebe	Weißes Etikett aus dickem Nylongewebe mit dauerhaftem Klebstoff für eine einfache Handhabung und Anpassungsfähigkeit.
B-7425	Polypropylen	Kostengünstiges, weißes Etikett aus Polypropylen mit mäßiger Chemikalienbeständigkeit, ideal für die Kennzeichnung von trockenen Probenbehältern bei Raumtemperatur geeignet. Muss vor dem Einfrieren auf den Behältern angebracht werden.

Software-Optionen



Brady Workstation-Suite für die Laborkennzeichnung

Stellen Sie sicher, dass die Etiketten für Ihre Laborproben und Ausrüstungsgegenstände stets gut lesbar sind und alle erforderlichen Informationen enthalten. Mithilfe dieser Desktop-Software können Sie ganz einfach Etiketten für Kryo-Ampullen, Zentrifugenröhrchen, Fläschchen, konische Gefäße, Objektträger und andere Probenbehälter in Ihrem Labor gestalten und erstellen.

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Beschreibung
150498	BWS-LABS-EM	E-Mail-Aktivierungscode



Mobile Brady Workstation-App „Express-Etiketten“: Steigern Sie die Effizienz im Labor durch deutlich gekennzeichnete Proben

Etiketten mit Beständigkeit gegen raue Bedingungen sind für die Nachverfolgung unverzichtbar. Die Express-Etiketten-App vereinfacht die Laborkennzeichnung mit Barcodes und kundenspezifischem Text.

- **Kennzeichnung von Ampullen:** Wählen Sie eines der verfügbaren Layouts, dem Sie wahlweise Barcodes und serialisierte Kennzeichnungsnummern hinzufügen können.
- **Kennzeichnung von Objektträgern:** Gestalten Sie Etiketten für Objektträger mit Text und Barcodes, die gestochen scharf sind und individuell angepasst werden können.
- **Kennzeichnung von Röhrchen:** Erstellen Sie Etiketten für Röhrchen mit serialisierten Barcodes und individuell anpassbarem Text.
- **Scannen von Barcodes:** Fügen Sie Barcodes und QR-Codes nach dem Scannen ganz einfach Werte hinzu.

Drucker

Artikelnr.	Beschreibung
317844	M611 Etikettendrucker – EU
317836	M611 Etikettendrucker – UK
317843	M611 Etikettendrucker – US

Dieser Drucker wird in einem Pappkarton mit folgendem Inhalt geliefert: USB-Kabel, Kurzanleitung, Netzkabel, Produkt-USB-Stick (mit Produktinformationen und Windows-Treiber), Brady Workstation-Suite für die Etikettengestaltung, eine Rolle M6-11-427 und ein Farbband M61-R4310.

Sets

Artikelnr.	Beschreibung
317840	M611 Etikettendrucker – EU mit der Brady Workstation-Suite für die Laborkennzeichnung
317841	M611 Etikettendrucker – UK mit der Brady Workstation-Suite für die Laborkennzeichnung
317842	M611 Etikettendrucker – US mit der Brady Workstation-Suite für die Laborkennzeichnung



**Weitere Informationen
finden Sie unter**

www.bradyeurope.com/M611

